

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 14.06.2019	

RS825-6	Sedile per bagno pieghevole
---------	-----------------------------

*Destinazione d'uso*

Ausilio da bagno e/o doccia per seduta.

**Caratteristiche principali**

Sedile da bagno e/o doccia pieghevole, costruito in acciaio verniciato, sedile in polietilene, materiali interamente antiruggine. Puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**




Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	1263362
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max sopportabile	136 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Acciaio verniciato
Sedile	Polietilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

VARIANTI	
RS825	<i>Versione su ruote</i>
RS826	<i>Versione su piedini</i>
DIMENSIONI	
<b>RS825-RS826</b>	
*Dimensioni:	 L: 53 cm  P: 54 cm  H: 90÷101 cm
Seduta:	40 x 40 x h49÷60 cm
Altezza dei braccioli dalla seduta:	15 cm