

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 – 11.06.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS941	Sedia comoda per doccia ad auto spinta
-------	--

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia per doccia e per bagno ad auto spinta, resistente ad acqua, umidità e detersivi, struttura totalmente in alluminio anodizzato supporti in acciaio inox, braccioli ribaltabili, pedane poggiatesta in alluminio ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza. Sedile e schienale imbottiti idrorepellenti in PVC termosaldato. Dotata di freni stabilizzanti.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	27637
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003 + 09.12.03.103
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.012
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	110 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	PVC

DIMENSIONI																
Larghezza seduta	41 Cm															
Ingombro massimo	106 x 65 Cm															
Peso	14,5 Kg															
Diametro ruote	62 Cm / 12 Cm															
Spessore imbottitura	5,5 Cm															
Foro seduta	22 Cm															
Misure in CM																
RS940	90	59	41	95	73	50	38+43	41	40	57	9,5	10	10	110	1 Pz	
RS941	106	81		96	68	48			41	65	14,5	62	20			