

**CP770**
**Carrozzina pieghevole leggera HELIOS SMART**
**Destinazione d'uso**

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruotini per passaggi stretti / ascensore. Ruote anteriori nere in PU. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata protegge abiti con braccioli ribaltabili ed estraibili con appoggio morbido in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.





















**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>41622</i>
<b>Codice di classificazione CND – EMDN</b>	<i>Y122106</i>
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	<i>2389149</i>
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	<i>12.21.06.039</i>

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	<i>120 Kg</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI																						
<b>Struttura</b>						<i>Alluminio</i>																
<b>Seduta</b>						<i>Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2</i>																
<b>Ruote anteriori</b>						<i>PU</i>																
<b>Ruote posteriori</b>						<i>PU Tubeless</i>																
<b>Freni</b>						<i>Alluminio</i>																
<b>Maniglie di spinta</b>						<i>PVC</i>																
VARIANTI																						
<b>CP770-40: Seduta 40 Cm</b>									<b>CP770-43: Seduta 43 Cm</b>													
<b>CP770-46: Seduta 46 Cm</b>									<b>CP770-48: Seduta 48 Cm</b>													
<b>CP770-50: Seduta 50 Cm</b>																						
DIMENSIONI																						
Misure in CM*																						
CP770B-40								40														
CP770B-43								43														
CP770B-46	106	81	41	90,5	73	51	40÷52	46	44	64	32	15,3 kg	60	20	opt.	opt.					120 kg	
CP770B-48								48		67												
CP770B-50								50		69												

(\*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA779	BRACCIOLI ELEVABILI
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA510	TAVOLINO SAGOMATO PER BRACCIOLO ELEVABILE
CPA520	TAVOLINO SAGOMATO Misura 50
CPA777	RUOTINI ANTIRIBALTAMENTO
CPA771	PEDANE ELAVIBILI
CPA140-xx	FROLUNGA DELLO SCHIENALE
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CP995	MODULO POSTERALE PER TESTA
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA605	PORTA BOMBOLE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE