

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 04 – 26.06.2026 |

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MP393</b> | <b>Letto per degenza elettrico 3 snodi elevabile Trendelemburg – GARDENIA 2.0</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinazione d'uso</b>                                                                                                                                       |
| Letti per la degenza di persone ricoverate per motivi di salute presso enti, strutture di tipo ospedaliero e/o assistenziale sanitario o in ambito domiciliare. |

### Caratteristiche principali

Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri, piano in doghe metalliche saldate sul perimetro. Montato su quattro ruote piroettanti da 125mm tutte con blocco totale. Testiera, pediera in legno. Sponde in alluminio rivestite effetto legno. Alzatesta e poggiambracci regolabili a mezzo di motorizzazione elettrica monoblocco. Altezza variabile a mezzo di due attuatori alloggiati nelle testate del letto e regolabili singolarmente o contemporaneamente, così da ottenere le funzioni: elevazione in piano - trendelenburg - contro trendelenburg. Supporti per asta sollevamali e asta da flebo. Asta solleva malati, tavolino, asta flebo optional.

### Immagine prodotto



### RIFERIMENTI FABBRICANTE

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fabbricante</b>                          | MORETTI SPA                 |
| <b>Paese di produzione</b>                  | CINA                        |
| <b>Classe di dispositivo</b>                | Classe I                    |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>       | 37201                       |
| <b>Codice di classificazione EMDN – CND</b> | V08060101                   |
| <b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>    | 2422994                     |
| <b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>        | 18.12.10.003                |
| <b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>  | 18.12.10.009 + 18.12.91.006 |

### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b>               | 216 x 102 x 127h Cm |
| <b>Dimensioni rete</b>                  | 187 x 80 Cm         |
| <b>Spazio interno testata / pediera</b> | 205 Cm              |
| <b>Altezza massima agli estremi</b>     | 127 Cm              |
| <b>Altezza minima del telaio</b>        | 25 Cm               |
| <b>Altezza piano rete</b>               | 40 - 81 Cm          |
| <b>Angolo massimo alza testa</b>        | 70°                 |
| <b>Angolo massimo alza gambe</b>        | 30°                 |

| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI           |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Angolo inclinazione                    | 12°                                  |
| Peso totale                            | 99 Kg                                |
| Peso kit elettrico                     | 12 Kg                                |
| Forza richiesta per azionare i comandi | 5 N                                  |
| Peso massimo paziente                  | 135 Kg                               |
| Carico di lavoro in sicurezza          | 170 Kg                               |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE             |                                      |
| Motorizzazione                         | Ti-MOTION                            |
| Alimentazione                          | 220V Vac 50-60 Hz                    |
| Tensione in uscita dalla centralina    | 24V Dc                               |
| Classe di protezione                   | IP 54                                |
| Classe di isolamento                   | Classe 2                             |
| Livello di rumorosità                  | < 45 dB                              |
| MATERIALI PRINCIPALI                   |                                      |
| Rete                                   | Acciaio verniciato                   |
| Struttura e sponde                     | Legno                                |
| ACCESSORI INCLUSI                      |                                      |
| Sponde abbassabili                     | Codice DPCM 2017 - 18.12.91.006      |
| ACCESSORI OPZIONALI                    |                                      |
| MPA301 – Alzamalati da letto           | Codice DPCM 2017 - 18.12.91.003 (R*) |
| MPA303 – Asta per flebo                | MPA305 – Tavolino per letto          |
| MPA307 – Prolunga per sponde           |                                      |

(R\*) Dove previsto dai tariffari regionali