

RP729x **Deambulatore fisso regolabile**
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore fisso costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31118</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>Y120603</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2429287</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.06.03.003</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.06.03.003</i>





CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di incrementi in altezza	<i>5</i>
Peso Max sopportabile	<i>110 kg</i>
Altezza degli incrementi	<i>2,5 Cm</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Alluminio Diametro 22 mm</i>
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>
Puntali	<i>Gomma Antiscivolo</i>

DIMENSIONI

Codici	Portata max	H regolabile ogni 2,5 cm	Puntali/ruote	Base*	Base**
RP729M	110 Kg	Da 76 a 86 cm	4 puntali		
RP729L		Da 86 a 96 cm			

*Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa.

** Ingombro misurato alla regolazione in altezza più alta.