

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 23.06.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS923-5	Sedile per vasca bagno
---------	------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per vasca da bagno per seduta.

Caratteristiche principali

Sedile per vasca da bagno costruito in acciaio cromato, sedile in moplen, materiali interamente antiruggine. Versione con o senza schienale.

Immagine prodotto



RS923

RS925

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y093303
Repertorio dei Dispositivi Medici	124275, RS923 – 499174, RS925
Codice nomenclatore	-----
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolazione larghezza	53 – 71 Cm
Peso Max	100 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio cromato
Sedile	Moplen

DIMENSIONI	
Larghezza supporti	<i>28 Cm</i>
Altezza schienale (dove previsto)	<i>32 Cm</i>
Peso	<i>2,0 Kg – 2,5 Kg (Con schienale)</i>
VARIANTI	
RS923	<i>Senza schienale</i>
RS925	<i>Con Schienale</i>