

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 07 – 11.06.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS940	Sedia comoda per doccia
-------	-------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia per doccia e per bagno resistente ad acqua, umidità e detersivi. Struttura totalmente in alluminio anodizzato con supporti in acciaio inox, braccioli ribaltabili, pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza. Sedile e schienale imbottiti idrorepellenti in PVC termosaldato. 4 ruote piroettanti di cui le anteriori con freno Ø da 10cm.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

















Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	27630
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	110 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio anodizzato
Seduta	PVC

DIMENSIONI																
Larghezza seduta	41 Cm															
Ingombro massimo	90 x 57 Cm															
Peso	9,5 Kg															
Diametro ruote	10 Cm															
Spessore imbottitura	5,5 Cm															
Foro seduta	22 Cm															
Misure in CM																
RS940	90	59	41	95	73	50	38+43	41	40	57	9,5	10	10	110	1 Pz	
RS941	106	81		96	68	48			41	65	14,5	62	20			