

CP765
Carrozzina pieghevole leggera HELIOS SKINNY
Destinazione d'uso

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole ad ingombro ridotto, in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale abbattibile in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori da 50 Cm con corrimano in acciaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Freno di stazionamento. Fiancata protegge abiti con braccioli estraibili e appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-polpacci.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>41630</i>
Codice di classificazione CND – EMDN	<i>Y122103</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2376969</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.21.06.039</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.22.03.003</i>

















CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>120 Kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Alluminio</i>
Seduta	<i>Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2</i>
Ruote anteriori	<i>PVC</i>
Ruote posteriori	<i>PU Tubeless</i>
Freni	<i>Alluminio</i>
Maniglie di spinta	<i>PVC</i>

VARIANTI
CP765-40: Seduta 40 Cm
CP765-43: Seduta 43 Cm

Medidas en CM*																	
CP765-40	100	73	41	92	80	53	45-57	40	37	51	26	14,5 kg	50	18	-	-	Capacidad MAX 120 kg
CP765-43								43		54							

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI

CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA120V	PEDANA ELEVABILE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE