

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 16.02.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

DM590	Sfigmomanometro automatico digitale da tavolo LOGIKO DIGIT
-------	--

**Destinazione d'uso**

Dispositivo per la misurazione automatica della pressione arteriosa e della frequenza del battito cardiaco.

**Caratteristiche principali**

Lo sfigmomanometro digitale automatico da tavolo della linea LOGIKO DIGIT, ha un design innovativo con grande display di facile lettura che visualizza contemporaneamente i valori della pressione sistolica, diastolica, e delle pulsazioni cardiache, nonché la data ed ora, il livello di ipertensione. 300 memorie suddivise in due utenti, con data ed ora di misurazione. Metodo di lettura oscillometrico. Misurazione in fase di gonfiaggio.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	Joytech Healthcare Co., Ltd
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe IIa
<b>Numero di repertorio</b>	2305219
<b>Codice di classificazione CND - EMDN</b>	Z1203020501

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Alimentazione</b>	3 Batterie Tipo AAA
<b>Campo di misurazione pressione</b>	0 – 300 mmHg
<b>Campo di misurazione pulsazioni</b>	30 – 180 Pulsazioni / Minuto
<b>Accuratezza dei valori</b>	Pulsazioni +/- 5%
<b>Gonfiaggio</b>	Automatico
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura 10°C ~ 40°C (50°F~104°F) Umidità 15%~93%RH Pressione 800hPa~1060hPa
<b>Ambiente di conservazione</b>	Temperatura -25°C~55°C (-13°F~131°F) Umidità ≤93% RH
<b>Memorie</b>	300 misurazioni suddivise in due utenti
<b>Metodo di misurazione</b>	Oscillometrico

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
**Funzioni principali**

*Rilevamento battiti irregolari (Aritmia)*  
*Classificazione valori su standard WHO/OMS*  
*Indicazione batterie scariche*  
*Spegnimento automatico*  
*Indicatore di perdita d'aria dal bracciale*  
*Indicatore movimento del braccio*

**MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE**
**Bracciale**

*Nylon*

**DIMENSIONI**
**Dimensioni display**

*66.4mm x 43.1mm – 3"*

**Dimensioni**

*149.8 x 80.4 x 45.7mm*

**Peso senza batterie**

*155 g senza batterie*

**Bracciale**

*Circonferenza 22 – 36 Cm*

**ACCESSORI OPZIONALI**
**DR261**

Bracciale bambini 160 x 240 mm

**DR262**

Bracciale obesi 220 x 420 mm

**DR264**

Alimentatore c/cavo USB-C