

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.02.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RC310	Sedia comoda 4 ruote
-------	----------------------

**Destinazione d'uso**

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri epossidiche antiruggine. Seduta e schienale rigidi, anatomici e rimovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu idrorepellente e imbottitura in materiali ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Braccioli in PU. WC estraibile e lavabile. Foro anteriore a U. Pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza, cinturino fermapièdi, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	2070666
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.03.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max sopportabile	135 Kg
Braccioli	Ribaltabili
Pedane	Ribaltabili ed estraibili



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Schienale</b>	<i>Fisso estraibile</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
<b>Misure disponibili</b>	<i>43 – 45 – 48 Cm</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Acciaio verniciato</i>
<b>Seduta</b>	<i>Anatomica imbottita rivestita in PVC lavabile</i>

**DIMENSIONI**

Misure in cm													
<b>RC310-43</b>	81	62,5	43	97,5	77	52,5	30÷38	43	45	46	12,5	12,5	12,5
<b>RC310-45</b>	81	62,5	43	97,5	77	52,5	30÷38	45	45	46	12,5	12,5	12,5
<b>RC310-48</b>	81	62,5	43	97,5	77	52,5	30÷38	48	45	46	12,5	12,5	12,5