

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 08.06.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP418 – RP420	Rialzo per water MOPEDIA
---------------	--------------------------

<i>Destinazione d'uso</i>
Rialzo per water

Caratteristiche principali

I rialzi MOPEDIA possono essere montati con sicurezza su tutti i tipi di water tramite il blocco centrale. Il disegno ergonomico della seduta offre un maggior comfort all'utente grazie alla riduzione della pressione di appoggio. Il profilo della seduta con una leggera inclinazione negativa facilita una postura corretta, riduce la flessione dell'anca e delle ginocchia. Per consentire una facile accessibilità per l'igiene personale il rialzo è dotato di apertura frontale e posteriore. Versione con e senza braccioli

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31057
Codice di classificazione CND	Y091209
Repertorio dei Dispositivi Medici	106486

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso massimo	110 Kg
--------------	--------

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE
--

Composizione	Polipropilene
--------------	---------------

VARIANTI

RP418 – Rialzo 12 Cm	RP420 – Rialzo 12 Cm con braccioli
----------------------	------------------------------------

DIMENSIONI

Codici prodotto	RP418	RP420
 L:	430 mm	520 mm
 P:	415 mm	430 mm
 H:	120 mm	380 mm
 Kg	2 Kg	2,5 Kg
	110 Kg	