

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 06 – 15.02.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP719	Tripode regolabile in altezza appoggio brachiale
-------	--

**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Tripode base larga con manico chiuso, impugnatura brachiale. Interamente realizzato in alluminio leggero anodizzato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 76 a 98cm.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice GMDN</b>	31116
<b>Codice Classificazione EMDN - CND</b>	Y120315
<b>Codice Nomenclatore DM 332/99</b>	12.03.15.006
<b>Codice Nomenclatore DPCM 12/01/2017</b>	12.03.16.003
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2421672

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Tipo impugnatura</b>	Anatomica appoggio brachiale
<b>Numero di incrementi in altezza</b>	10
<b>Peso Max sopportabile</b>	100 kg
<b>Altezza degli incrementi</b>	2,5 Cm
<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato.

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Tubo</b>	Alluminio Tipo 6061-T4
<b>Appoggio</b>	Polipropilene
<b>Puntale</b>	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI	
<b>Peso</b>	<i>640 g</i>
<b>Altezza</b>	<i>76 – 98 cm Regolabile</i>
<b>Base</b>	<i>37 x 27 cm</i>
VARIANTI TRIPODI	
RP715 – Bambini	RP721 – Adulti manico chiuso
RP720 – Adulti manico aperto	RP719 – Adulti brachiale