

**RP723**      **Quadripode regolabile in altezza manico aperto**
**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Quadripode base larga con manico aperto, impugnatura anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero verniciato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 75 a 95 cm.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice GMDN</b>	31116
<b>Codice Classificazione EMDN - CND</b>	Y120318
<b>Codice Nomenclatore DM 332/99</b>	12.03.18.006
<b>Codice Nomenclatore DPCM 12/01/2017</b>	12.03.16.006
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2369909

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Tipo impugnatura</b>	Anatomica manico chiuso
<b>Numero di incrementi in altezza</b>	10
<b>Peso Max sopportabile</b>	130 kg
<b>Altezza degli incrementi</b>	2,5 Cm
<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato.

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Tubo</b>	Alluminio Tipo 6061-T4
<b>Appoggio</b>	Polipropilene
<b>Puntale</b>	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI	
<b>Peso</b>	<i>640 g</i>
<b>Altezza</b>	<i>75 - 95 cm Regolabile</i>
<b>Base</b>	<i>31 x 25 x 26 cm</i>
VARIANTI QUADRPODI	
RP724 – Adulti manico chiuso	RP723 – Adulti manico aperto
RP726 – Adulti base stretta	RP722 – Adulti brachiale