

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 03.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

AU12x	Pinze da presa
--------------	-----------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per facilitare la presa di oggetti da parte di persone con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Pinze prensili in alluminio anodizzato e materiale plastico per persone con una ridotta capacità

Immagine del prodotto

AU120 Pinza prensile testa orientabile con magnete e gancio - 67cm



AU121 Pinza prensile testa orientabile con ventose e supporto antibrachiale - 55cm



AU122 Pinza prensile testa orientabile - 71cm



AU123 Pinza prensile - 74cm



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	30096
Codice Classificazione CND	Y242103
Conformità CE	MDR 2017/745 per codici AU120-AU122-AU123
Numero di Repertorio (RDM)	3076018 (AU120)
	1442418 (AU121)
	3076020 (AU122)
	3076022 (AU123)

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura

Alluminio


Impugnatura

ABS

DIMENSIONI PRODOTTO

15. CARATTERISTICHE TECNICHE

15.1 AU120 Pinza prensile testa orientabile e magnetica - 67cm




1. Magnete
2. Gancio
3. Testa orientabile
4. Tubo principale
5. Impugnatura con grilletto

Specifiche tecniche

- Tubo: alluminio anodizzato
- Rivestimento interno pinza: gomma antiscivolo
- Impugnatura: nylon
- Grilletto: ABS

15.2 AU121 Pinza prensile testa orientabile con ventose e supporto antibrachiale - 55cm




1. Ventose
2. Testa girevole
3. Tubo principale
4. Impugnatura
5. Grilletto
6. Supporto antibrachiale
7. Pulsantebloccaggio

Specifiche tecniche

- Tubo: alluminio anodizzato
- Testa: con ventosa in gomma
- Maniglia: ergonomica in ABS
- Supporto antibrachiale: in PC (polycarbonato)
- Larghezza forcilla: 215mm
- Grilletto: ABS e TPR (thermo poli rock)

15.3 AU122 Pinza prensile testa orientabile - 71cm




1. Testa
2. Tubo principale
3. Grilletto
4. Impugnatura

Specifiche tecniche

- Tubo: alluminio anodizzato
- Testa: con parti in ABS rivestite in gomma morbida
- Maniglia: ergonomica in PP (polipropilene) e TPR (thermo poli rock)
- Larghezza forcilla: 100mm
- Grilletto: PP (polipropilene)

15.4 AU123 Pinza prensile - 74cm



1. Testa
2. Tubo principale
3. Grilletto
4. Impugnatura

Specifiche tecniche

- Tubo: alluminio anodizzato
- Testa: con gomma antiscivolo
- Maniglia: ergonomica in PP (polipropilene) e TPR (thermo poli rock)
- Larghezza della forcilla: 90mm
- Grilletto: PP (polipropilene)

Portata

2 Kg