

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

BLC100	Bilancia professionale pesapersone
---------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per pesatura di pazienti in grado di stare in piedi autonomamente.

Caratteristiche principali

Bilancia elettronica professionale da pavimento con display LCD da 1,0 pollici (5 cifre). Funzioni di accensione/Spengimento, azzeramento/Tara, Hold (mantenimento del peso) e calcolo dell'Indice di Massa Corporea (BMI). Trasmissione dati via USB, con modulo wireless (Wi-Fi/Bluetooth) opzionale. Alimentazione tramite 4 batterie AA o adattatore CA. Non richiede montaggio.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Charder Electronic Co., Ltd.
Paese di produzione	Taiwan
Classe di dispositivo	Classe I
Codice fabbricante	MS6110
Codice di classificazione CND – EMDN	V0399
Repertorio Dispositivi Medici	3065954

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità (versione 160 kg)	160 kg x 0,2 kg
Capacità (versione 200 kg)	200 kg x 0,2 kg
Precisione	±1,5 e
Classificazione OIML	Classe III
Display	LCD da 1,0 pollici, 5 cifre

ALIMENTAZIONE E CONSUMI

Alimentazione elettrica	4 batterie AA (1,5 V) oppure adattatore di alimentazione 12 V / 2 A
Ambiente operativo	+5 °C ~ +35 °C; 15% ~ 85% umidità relativa; 700 hPa ~ 1060 hPa

DIMENSIONI

Dimensioni	345 x 350 x 65 mm
Peso	2,7 kg

ELENCO COMPONENTI

In dotazione	<i>Corpo bilancia (nessun montaggio richiesto)</i> <i>Manuale utente x1</i> <i>Adattatore di alimentazione x1</i> <i>Cavo USB x1</i>
Accessori opzionali	<i>Stampante termica</i>