

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

BLC110	Bilancia professionale pesapersone
---------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per pesatura di pazienti in grado di stare in piedi autonomamente.

Caratteristiche principali

Bilancia elettronica professionale da pavimento con indicatore separato (mod. DP4600) e display LCD da 1,4 pollici (5 cifre). Funzioni di Unità di misura, Accensione/Spegnimento/Zero, Invio dati, Hold/BMI (calcolo Indice di Massa Corporea) e Tara/BSA (calcolo Superficie Corporea). Trasmissione dati via USB a PC tramite software Charder Smart Data Manager, con modulo wireless opzionale. Alimentazione tramite 6 batterie AA o adattatore CA. Non richiede montaggio.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Charder Electronic Co., Ltd.
Paese di produzione	Taiwan
Classe di dispositivo	Classe I
Codice fabbricante	MS5751
Codice di classificazione CND – EMDN	V0399
Repertorio Dispositivi Medici	3065964

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità	300 kg x 0,1 kg
Precisione	±0,1 kg
Classificazione OIML	Classe III
Display	LCD da 1,4 pollici, 5 cifre (indicatore DP4600)

ALIMENTAZIONE E CONSUMI

Alimentazione elettrica	6 batterie AA (1,5 V) oppure adattatore di alimentazione 12 V / 1 A
Ambiente operativo	+5 °C ~ +35 °C; 15% ~ 85% umidità relativa; 700 hPa ~ 1060 hPa

DIMENSIONI

Dimensioni complessive (standard)	360 (L) x 430 (P) x 110 (A) mm
Dimensioni piattaforma	360 (L) x 310 (P) x 75 (A) mm
Peso del dispositivo	5,5 Kg

ELENCO COMPONENTI

In dotazione	<i>Corpo bilancia con indicatore</i> <i>Manuale utente x1</i> <i>Adattatore di alimentazione 12V x1</i> <i>Cavo di trasferimento USB x1</i>
Accessori opzionali	<i>Stampante termica</i>