

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

BLC120	Bilancia professionale pesapersone
---------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per pesatura di pazienti in grado di stare in piedi autonomamente.

Caratteristiche principali

Bilancia a colonna professionale con portata 300 kg e risoluzione 0,1 kg, classe di precisione OIML III. Display LCD retroilluminabile da 1,4" a 5 cifre. Funzioni di zero automatico, Hold (peso medio/stabilizzato), Tara, calcolo BMI/BSA e trasmissione dati via USB. Disponibile nella versione a piedini fissi o con ruote piroettanti per lo spostamento.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>Charder Electronic Co., Ltd.</i>
Paese di produzione	<i>Taiwan</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice fabbricante	<i>MS4971</i>
Codice di classificazione CND – EMDN	<i>V0399</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>3065970</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata (capacità massima)	<i>300 kg</i>
Risoluzione	<i>0,1 kg</i>
Precisione	<i>± 1,5 e</i>
Classe metrologica OIML	<i>Classe III</i>
Display	<i>LCD 1,4", 5 cifre</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	<i>6 batterie AA oppure adattatore 12V 1A (rete 100–240V AC)</i>
Trasmissione dati	<i>USB (software Charder Smart Data Manager)</i>
Durata prevista	<i>5 anni</i>
Ambiente operativo	<i>+5°C ~ +35°C; U.R. 15%–85%; 700–1060 hPa</i>

DIMENSIONI	
Versione standard – complessivo	360 (L) x 480 (P) x 1100 (H) mm
Versione standard – piattaforma	360 (L) x 310 (P) x 70 (H) mm
Versione standard – colonna	1026 mm
Versione standard – peso dispositivo	8,1 kg
Versione ruote piroettanti – complessivo	360 (L) x 440 (P) x 970 (H) mm
Versione ruote piroettanti – colonna	850 mm
Versione ruote piroettanti – peso dispositivo	7,8 kg
ELENCO COMPONENTI DA MONTARE	
In dotazione	Corpo macchina (base, colonna e indicatore), Adattatore di alimentazione Cavo USB, Viti di montaggio (x20 versione standard oppure x4 versione con ruote piroettanti)
Accessori opzionali	Stampante termica, Asta di misurazione altezza