

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

BLC140	Bilancia professionale pesapersona
--------	------------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo medico destinato alla misurazione del peso corporeo di pazienti non in grado di stare in piedi autonomamente senza supporto, per uso da parte di professionisti sanitari.

Caratteristiche principali

Bilancia a sedia su ruote con schienale e braccioli imbottiti e removibili/regolabili, poggipiedi orientabili e regolabili in lunghezza. Indicatore digitale con display LCD che fornisce peso, altezza (inserita manualmente) e BMI, dotato di funzioni Zero, Tara, Pre-tara (fino a 5 memorie), Hold (mantenimento/media del peso), stampa su stampante termica e trasmissione dati via USB o wireless opzionale (Bluetooth/Wi-Fi).

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Charder Electronic Co., Ltd.
Paese di produzione	Taiwan
Classe di dispositivo	Classe I
Codice fabbricante	MS5440
Codice di classificazione CND – EMDN	V0399
Repertorio Dispositivi Medici	3065993

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello indicatore / Display	MS5440 / DP3710
Capacità massima	300 kg
Divisione (d)	0,1 kg
Precisione	± 1,5e
Classe metrologica (OIML)	Classe III
Display	LCD, 5 cifre e mezzo
Funzioni disponibili	ON/OFF, Zero, Print, BMI, Hold, Pre-tara, Tara, Clear, Enter, tasti numerici 0-9, M1-5
Trasmissione dati	USB; wireless Bluetooth/Wi-Fi (opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	6 batterie AA oppure pacco batteria ricaricabile (opzionale) + adattatore di rete 12V 2A
Spegnimento automatico	Impostabile: 120 / 180 / 240 / 300 secondi, oppure disattivato
Ambiente operativo	Temperatura 0°C ~ +40°C; Umidità relativa 15% ~ 85%; Pressione 700 ~ 1060 hPa
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Seduta / Schienale / Braccioli	PU
Telaio	Acciaio verniciato
DIMENSIONI	
Dimensioni complessive (L x P x H)	690 x 1235 x 945 mm
Altezza seduta	540 mm
Larghezza seduta	560 mm
Altezza schienale	450 mm
Altezza bracciolo	700 mm
Peso del dispositivo	23 kg
ELENCO COMPONENTI DA MONTARE	
In dotazione	Telaio dispositivo con ruote piroettanti frenate Schienale (da fissare con clip tipo E) Impugnatura/maniglia (fissata con viti a L) Poggiapiedi regolabili e orientabili (x2, fissati con clip tipo E) Indicatore digitale con display Adattatore di alimentazione Cavo di collegamento Cavo di trasferimento USB
Accessori opzionali	Stampante termica Misuratore di altezza Pacco batteria ricaricabile Modulo Bluetooth / Wi-Fi