

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

BLC150	Bilancia professionale pesapersone
--------	------------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo per pesatura di pazienti in grado di stare in piedi autonomamente. Uso professionale.

Caratteristiche principali

Bilancia elettronica professionale a pavimento con corrimano avvolgente su tre colonne e piattaforma di pesatura montata su ruote. Indicatore digitale con display LCD, funzioni Zero, Tara, Pre-tara (fino a 5 valori memorizzabili), Hold (peso medio per soggetti instabili) e calcolo automatico del BMI. Trasmissione dati via USB; modulo wireless Bluetooth/Wi-Fi opzionale. Compatibile con stadiometro digitale (HM200D/HM201D) e stampante termica, entrambi opzionali.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Charder Electronic Co., Ltd
Paese di produzione	Taiwan
Classe di dispositivo	Classe I
Codice fabbricante	MS2504
Codice di classificazione CND – EMDN	V0399
Repertorio Dispositivi Medici	3065998

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità	300 kg / 350 kg (secondo modello)
Divisione	0,1 kg
Precisione	$\pm 2,0e$ (mod. 300 kg) / $\pm 1,5e$ (mod. 350 kg)
Classificazione OIML	Mod. 300 kg: non approvato OIML — Mod. 350 kg: Classe III
Display	LCD 1", 5 cifre e mezzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	<i>Pacco batteria ricaricabile (opzionale) oppure 6 batterie AA, o adattatore 12V 2°.</i>
Ambiente operativo	<i>0°C ~ +40°C; UR 15% ~ 85%; 700 hPa ~ 1060 hPa.</i>
Trasmissione dati	<i>USB; modulo wireless Bluetooth/Wi-Fi (opzionale).</i>

DIMENSIONI

Dimensioni complessive	<i>550(L) x 550(P) x 1090(A) mm</i>
Dimensioni piattaforma	<i>550(L) x 550(P) mm</i>
Peso del dispositivo	<i>20,8 kg</i>

ELENCO COMPONENTI DA MONTARE

In dotazione	<i> Piattaforma di pesatura con ruote e piedini regolabili (4x) 3 colonne di supporto del corrimano Corrimano avvolgente Indicatore digitale DP3710 Adattatore di alimentazione 12V 2A Cavo di trasferimento USB Tipo B Kit viti, dadi e rondelle di montaggio </i>
---------------------	---