

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.08.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

BLC160	Bilancia a piattaforma
---------------	-------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo medico destinato alla misurazione del peso corporeo di pazienti seduti su sedia a rotelle, per uso correlato al peso da parte di professionisti sanitari.

Caratteristiche principali

Bilancia a piattaforma con corrimano pieghevole, per la pesatura di pazienti su sedia a rotelle. Indicatore digitale con display LCD, funzioni Tara, Pre-tara (fino a 5 memorie), calcolo BMI, funzione Hold per peso instabile e stampa dei risultati. Trasmissione dati via USB e modulo wireless opzionale

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Charder Electronic Co., Ltd.
Paese di produzione	Taiwan
Classe di dispositivo	Classe I
Codice fabbricante	MS3830
Codice di classificazione CND – EMDN	V0399
Repertorio Dispositivi Medici	3066004

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello indicatore	DP3710
Capacità	300 kg / 400 kg x 0,1 kg
Precisione	± 1,5 e
Display	LCD 1 pollice (5 cifre e mezzo)
Alimentazione	Pacco batteria ricaricabile (opzionale) o 6 batterie AA, oppure adattatore di rete 12V 2A (100-240V AC)
Funzioni principali	On/Off, Zero, Stampa, BMI, Hold, Pre-tara, Tara, Cancella, Invio, 0-9, M1-5
Trasmissione dati	USB; modulo wireless (opzionale) – collegamento alla rete solo tramite distributori qualificati
Ambiente operativo	0°C~+40°C, 15%~85% UR, 700~1060 hPa

DIMENSIONI	
Dimensioni complessive	1150(L) x 800(P) x 66(A) mm
Dimensioni piattaforma	900(L) x 740(P) mm
Peso del dispositivo	31,2 kg
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Piattaforma / corrimano	PVC
ELENCO COMPONENTI DA MONTARE	
In dotazione	<i>Bilancia a piattaforma (corpo macchina) con indicatore DP3710</i> <i>Piedi regolabili</i> <i>Distanziatori</i> <i>Piastra fissa superiore e inferiore</i> <i>Viti di percussione</i> <i>Manuale d'uso</i> <i>Cavo USB</i> <i>Adattatore di alimentazione 12V 2A</i> <i>Ancoraggi in plastica</i> <i>Viti</i>
Accessori opzionali	<i>Set corrimano (destra SM-3461 / sinistra SM-3462, anche in versione pieghevole SM-0001)</i> <i>Stampante termica</i> <i>Supporto/staffa a parete per indicatore</i>