

Caratteristiche tecniche

Mobility **840** Mobility **850** Mobility **860**

Accessori optional

Mobility **840** Mobility **850** Mobility **860**

Serie **MARDEA** **ability**

DIMENSIONI					
Cod. CM840	91	97	44	97	72
Cod. CM850	100	80	44	97	72
Cod. CM860	113-123	82	44	99	76

DIMENSIONI					
Cod. CM840	56 fronte	52 dietro	45	48	60
Cod. CM850	54 fronte	50 dietro	45	57	65
Cod. CM860	55 fronte	52 dietro	45	50	60

DIMENSIONI				
Cod. CM840	44	20	18	5
Cod. CM850	46	32	18	-
Cod. CM860	51-58	32	18	6

Il vers. - 06-2024 ITA - Moretti Service&Consulting



Cod. CMA887
Supporto portatelefono



Cod. CMA870
Porta bibita in tessuto



Cod. CMA872
Ruotini antiribaltamento PAIO (CM850)



Cod. CMA873
Seduta imbottita h 10 cm



Cod. CMA874-48
Misura 48 cm
Cod. CMA874-53
Misura 53 cm
Cod. CMA874-55
Misura 55 cm
Sedute imbottite h 6 cm



Cod. CMA875 (CM840)
Cod. CMA876 (CM850)
Set estensione larghezza braccioli




Cod. CMA880
Supporto controller posteriore angolazione regolabile



Cod. CMA881
Supporto controller posteriore angolazione fissa



Cod. CMA885
Poggiatesta inclinazione regolabile



Cod. CMA886
Pedane elevabili PAIO

SPECIFICHE TECNICHE

Comuni per tutti i modelli

Velocità massima	6 km/h
Raggio di sterzata	800 mm
Massima pendenza sicurezza	8°/14%
Gradino max	40 mm
Autonomia	20 km
Tempo di ricarica	6 h
Specifiche batteria	2 Da 24v 6ah al litio
Tipo caricabatteria	5A
Elettronica controller	Brushless-24v/30a
Freno	Magnetico
Trazione	2 Motori sulle ruote posteriori


DISTRIBUITE DA

 **MORETTI**® Innovazione al servizio del cliente

www.morettispa.com



 Conformi al nuovo regolamento MDR 2017/745 EU



Carrozze Elettriche

Per garantire autonomia e mobilità a persone con difficoltà motorie

Carrozzina elettrica pieghevole
MObility **840**



Portata max
120 Kg



Senza batteria
27 Kg
Con batteria
29,5 Kg



Vista piegata
L62 x P30 x H74 cm

cod. **CM840**

Motore
2 da 180W
brushless

- ✓ Bracciolo ribaltabile
- ✓ Cuscino imbottito h 6 cm
- ✓ Cintura di sicurezza
- ✓ Batterie al litio estraibile
- ✓ Joystick regolabile in profondità e posizionabile a DX o SX
- ✓ Pedana poggipiedi ribaltabile
- ✓ Cerchioni copri ruota
- ✓ Ruotine antiribaltamento
- ✓ Seduta con fasce tensionabili

LIBERTÀ E PRATICITÀ

Carrozzina elettrica pieghevole
MObility **850**



Portata max
150 Kg



Senza batteria
28,5 Kg
Con batteria
31 Kg



Vista piegata
L64 x P36 x H77 cm

cod. **CM850**

Motore
2 da 250W
brushless

- ✓ Bracciolo ribaltabile
- ✓ Cuscino imbottito h 6 cm
- ✓ Cintura di sicurezza
- ✓ Batterie al litio estraibili con indicatore di carica
- ✓ Joystick regolabile in profondità e posizionabile a DX o SX
- ✓ Pedana poggipiedi ribaltabile
- ✓ Cerchioni copri ruota
- ✓ Seduta e schienale con fasce tensionabili
- ✓ Schienale reclinabile con leva posteriore
- ✓ Forche ammortizzate
- ✓ Borsa portaoggetti in tessuto

SICUREZZA E STILE

Carrozzina elettrica pieghevole
MObility **860**



Portata max
160 Kg



Senza batteria
30 Kg
Con batteria
e motore
37,5 Kg



Vista piegata
L60 x P34 x H81 cm

cod. **CM860**

Motore
2 da 250W
brushless

- ✓ Bracciolo ribaltabile, con kit estensione di larghezza
- ✓ Cuscino imbottito h 6 cm
- ✓ Cintura di sicurezza
- ✓ Batterie al litio estraibili con indicatore di carica
- ✓ Joystick regolabile in profondità e posizionabile a DX o SX
- ✓ Pedana poggipiedi ribaltabile, estraibile e regolabile in profondità
- ✓ Cerchioni copri ruota
- ✓ Ruotine antiribaltamento
- ✓ Seduta e schienale con fasce tensionabili
- ✓ Schienale reclinabile con leva laterale
- ✓ Forche ammortizzate
- ✓ Borsa portaoggetti in tessuto
- ✓ Portaoggetti in tessuto per bracciolo

VERSATILITÀ E POTENZA