


ACCESSORI OPTIONAL

Da sollevatore a sollevamalati, in pochi e semplici passaggi



Cod. **RIA910**
BRACCIO DI SOLLEVAMENTO
Si installa sulla colonna centrale portante, e permette di utilizzare il dispositivo come un sollevatore utilizzando le imbracature per i sollevamalati della linea MUEVO.



IMBRACATURA DA TOILETTE
in poliестere (Cod. **RIA211**)



BATTERIA
con autonomia maggiorata (Cod. **RIR110**)



CARICABATTERIE DA PARETE/TAVOLO TIMOTION
senza batteria (Cod. **RIR115**)
(da utilizzare in combinazione con **RIR104**)

IMBRACATURE OPTIONAL (CON BRACCIO RIA910) MUEVO HOME e MUEVO HOME LIGHT



IMBRACATURA STANDARD
con poggiatesta, in poliестere
In tela (Cod. **RP881**)



IMBRACATURA STANDARD
senza poggiatesta, in poliестere
In rete (Cod. **IM100**)
In tela (Cod. **IM101**)



IMBRACATURA STANDARD
con poggiatesta, in poliестere
In rete (Cod. **IM110**)
In tela (Cod. **IM111**)



IMBRACATURA CONTENITIVA
con stecche, in poliестere
In tela (Cod. **IM120**)



IMBRACATURA DA TOILETTE
senza poggiatesta, in poliестere
In rete (Cod. **IM140**)




IMBRACATURA DA TOILETTE
con poggiatesta, in poliестere
In rete (Cod. **IM141**)




IMBRACATURA CONTENITIVA PER AMPUTATI
senza poggiatesta, in poliестere
In tela (Cod. **IM150**)

DIMENSIONI – MUEVO HOME (Cod. RI900)



DIMENSIONI – MUEVO HOME LIGHT (Cod. RI905)



I vers. - 04-2023 ITA - Moretti Service&Consulting



Serie
Muevo HOME
MADE IN ITALY
Muevo HOME Light
MADE IN ITALY

DISTRIBUITI DA

 **MORETTI**® Innovazione al servizio del cliente

www.morettispa.com

Seguici su
   

 Conformi al nuovo regolamento MDR 2017/745 EU

Serie
Muevo HOME
MADE IN ITALY
Muevo HOME Light
MADE IN ITALY

Sollevatori elettrici

Ausili per il trasferimento e il sollevamento del paziente in casa



Muevo HOME
MADE IN ITALY

Sollevatore elettrico

Cod. R1900

APERTURA GAMBE
ELETTRICA



Cod. RIA201
IMBRACATURA
IN POLIESTERE
IN DOTAZIONE

TELECOMANDO
PER SOLLEVAMENTO
E APERTURA GAMBE



PESO STRUTTURA
57 Kg

APERTURA
PARALLELA ELETTRICA
Misura interna da 50 a 75 cm



SCHIENALE IMBOTTITO



Muevo HOME e Muevo HOME LIGHT.

Sollevatori elettrici per il sollevamento
e il trasferimento, in posizione seduta,
di persone con difficoltà motorie.



180 Kg



135 Kg



Trasferire
la persona
in casa



Movimentare
la persona
alzandola dal letto



Spostare
la persona
dalla posizione seduta



Accomodare
la persona
nella vettura

Accompagnare
la persona
in bagno

Muevo HOME
MADE IN ITALY
Light

Sollevatore elettrico

Cod. R1905

APERTURA GAMBE
MANUALE

STRUTTURA
SMONTABILE



Cod. RIA201
IMBRACATURA
IN POLIESTERE
IN DOTAZIONE

TELECOMANDO
PER SOLLEVAMENTO

LEVA APERTURA GAMBE



PESO STRUTTURA
39 Kg

APERTURA
MANUALE A COMPASSO
Misura interna da 46 a 114 cm



SCHIENALE IMBOTTITO

BRACCIA
SMONTABILI

GAMBE
SMONTABILI

