

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 11.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CM800	Carrozzina elettrica pieghevole MOBILITY 800
-------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

La carrozzina elettrica MOBILITY 800 è pratica, efficiente e con prestazioni performanti. Telaio in alluminio pieghevole, ideale per un utilizzo quotidiano in ambito domestico e sanitario.

Seduta e schienale imbottiti per un comfort adeguato durante l'utilizzo. Posizione del controller/joystick di guida posizionabile a DX o SX, per adattarsi alla mano dominante dell'utilizzatore. Braccioli sollevabili per facilitare i trasferimenti. Cintura di sicurezza in dotazione. Pedana poggiapiedi. Ruotini antibaltamento per una maggiore stabilità.

Movimentata da 2 motori brush da 130W con freno elettromagnetico automatico, alimentata da 2 batterie da 24V 6Ah al litio, estraibili e dotate di indicatore di carica a 5 LED.

Massima pendenza di sicurezza 6° / 10,5%. Il motore permette di raggiungere una velocità massima di 6 km/h, per un'autonomia di circa 20 km. Tempo di ricarica di circa 6 ore.

Struttura pieghevole per facilitare trasporto e conservazione. Portata massima 125 kg.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	Y122127
Numero RDM	3033364
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.21.27.006 - Riconducibile
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.23.06.009 – Riconducibile
Peso Max	125 Kg
Tipologia EN12184:2022	Tipo A
Dimensioni chiusa	L 72 x P 42 x H 75 Cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Telaio	Alluminio
Ruote	Ruote posteriori a raggiera, Ruote anteriori piroettanti
Velocità massima	6 Km/h
Massima pendenza stimata superabile*	6°-10,5%

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Raggio di sterzata	800 mm
Superamento ostacolo	40 mm
Autonomia **	20 Km
Batterie	2Pz – 24V 6Ah al litio
Seduta	L 44 x P 45Cm
Caricabatteria	3A - Esterno – 220V – 50 Hz
Tempo di ricarica completa	6H
Elettronica Controller	Brush
Motore	2 x 130W
Tipo freno	Elettromagnetico
Trazione	Motori sulle ruote posteriori

PESO E DIMENSIONI PRODOTTO

															
106	68	43	92	68	45	44	45	43	67	19.5	21.5	30	20	INCLUSI	125 kg
* Misure in cm															

* Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2022

** L'autonomia della carrozzina può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria