

**CM900**
**Carrozzina Elettrica ARDEA MOBILITY – ESCAPE DX**
**Destinazione d'uso**

Carrozzina elettrica per persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

La struttura pieghevole in alluminio rende la carrozzina elettrica modello Escape DX della linea Ardea Mobility by Moretti l'ausilio ottimale per gli spostamenti quotidiani di anziani e disabili. Schienale e seduta in nylon nero imbottito, completa di cintura di sicurezza. Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili. Pedane regolabili in altezza, ribaltabili, complete di cinturino fermatallone. Disponibile in 2 misure (41-46 cm).

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI**

<b>Fabbricante</b>	<i>HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO. LTD.</i>
<b>Codice Fabbricante</b>	<i>HP5</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>TAIWAN</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice GMDN</b>	<i>31139</i>
<b>Codice Nomenclatore DM 332/99</b>	<i>12.21.27.006</i>
<b>Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	<i>12.23.06.009 (Riconducibile)</i>
<b>Codice Classificazione CND – EMDN</b>	<i>Y122127</i>
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	<i>2379028</i>
<b>Peso Max</b>	<i>135 Kg</i>

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Velocità massima</b>	<i>6 Km/h</i>
<b>Raggio di sterzata</b>	<i>865 mm</i>
<b>Massima pendenza di sicurezza</b>	<i>6°</i>

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Pendenza massima superabile</b>	12°
<b>Superamento ostacolo</b>	120 mm
<b>Autonomia *</b> <small>* L'autonomia della carrozzina può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria</small>	32 Km

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Batterie</b>	2Pz – 12V 36Ah
<b>Caricabatteria</b>	5A - Esterno – 120/240V (50-60 Hz)
<b>Elettronica Controller</b>	VRII 50 Amp
<b>Motore</b>	2x 200 W
<b>Tipo freno</b>	Elettromeccanico

**VARIANTI**

<b>CM900-41 : Seduta 41 Cm senza luci</b>	<b>CM900-46 : Seduta 46 Cm senza luci</b>
---	---

**PESO E DIMENSIONI PRODOTTO**

Misure in cm																
<b>CM900-41</b>	115	78	40	93	71	50	44	41	41	58	42	38	32x6	20x5	4	135
<b>CM900-46</b>					81		54	46		63						