

**CM910 Carrozzina Elettrica ARDEA MOBILITY – ESCAPE LX**

*Destinazione d'uso*

Carrozzina elettrica per persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

La struttura in alluminio rende la carrozzina elettrica modello Escape LX della linea Ardea Mobility by Moretti l'ausilio ottimale per gli spostamenti quotidiani di anziani e disabili. Comfort ottimale grazie alla seduta in nylon nero imbottito con schienale imbottito e reclinabile 90°-110°, completa di cintura di sicurezza. Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili. Pedane regolabili in altezza, ribaltabili, complete di cinturino fermatallone.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI**

<b>Fabbricante</b>	HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO. LTD.
<b>Codice Fabbricante</b>	HP8
<b>Paese di produzione</b>	TAIWAN
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice GMDN</b>	31139
<b>Codice Nomenclatore DM 332/99</b>	12.21.27.006
<b>Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.23.06.009 (Riconducibile)
<b>Codice Classificazione CND – EMDN</b>	Y122127
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2379033
<b>Peso Max</b>	135 Kg

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Velocità massima</b>	6 Km/h
<b>Raggio di sterzata</b>	865 mm
<b>Massima pendenza di sicurezza</b>	6°

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Pendenza massima superabile</b>	12°
<b>Superamento ostacolo</b>	50 mm
<b>Autonomia *</b> <small>* L'autonomia della carrozzina può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria</small>	32 Km

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Batterie</b>	2Pz – 12V 36Ah
<b>Caricabatteria</b>	5A - Esterno – 120/240V (50-60 Hz)
<b>Elettronica Controller</b>	VRII 50 Amp
<b>Motore</b>	2x 200 W
<b>Tipo freno</b>	Elettromeccanico

**VARIANTI**

<b>CM910-46 : Seduta 46 Cm senza luci</b>	
---	--

**PESO E DIMENSIONI PRODOTTO**
**DIMENSIONE E PESO**

Misure in cm																
<b>CM910-46</b>	128	78	40	110	71 81	50	45 57	46	65	63	-	42	32x6	20x5	4	135