

CP101
Carrozzina pieghevole START+ – ARDEA ONE
Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in alluminio a raggi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli semi-lunghi ribaltabili in PU. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2640437
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PVC
Ruote posteriori	PU Tubeless

VARIANTI																
CP101-38: Seduta 38 Cm					CP101-43: Seduta 43 Cm					CP101-48: Seduta 48 Cm						
CP101-40: Seduta 40 Cm					CP101-46: Seduta 46 Cm											
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP101-38								38		56						
CP101-40								40		58						
CP101-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	43	61	27	17,5	60	20	-	120
CP102-46								46		63,5						
CP102-48								48		65						
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-(40/43/45)					Cuscino Gommapiuma h 5 Cm											
CAR900					Poggiatesta regolabile											
CAR605					Barra antifurto											
CPA501					Tavolino 55x32 Cm											
CPA506					Tavolino sagomato 58x38 Cm											
CPA120C					Pedane elevabili cromate											
CPA120V					Pedane elevabili verniciate											
CPA246					Ruota pneumatica											
CPA150					Bracciolo elevabile											
CPA161N					Bracciolo lungo											
CPA600					Asta da flebo											
CPA606					Porta bombola in poliestere											
CPA140-xx					Prolunga schienale universale											
CPR150					Ruotini antiribaltamento											