

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

CP101	Carrozzina pieghevole START+ – ARDEA ONE
--------------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in alluminio a raggi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli semi-lunghi ribaltabili in PU. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2640437
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PVC
Ruote posteriori	PU Tubeless

VARIANTI																
CP101-38: Seduta 38 Cm					CP101-43: Seduta 43 Cm					CP101-48: Seduta 48 Cm						
CP101-40: Seduta 40 Cm					CP101-46: Seduta 46 Cm											
DIMENSIONI																
Misure in cm               																
CP101-38	113	83	43	90	74	49	42÷56	38	43	56	27	17,5	60	20	-	120
CP101-40								40		58						
CP101-43								43		61						
CP102-46								46		63,5						
CP102-48								48		65						
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-(40/43/45)	Cuscino Gommapiuma h 5 Cm															
CAR900	Poggiatesta regolabile															
CAR605	Barra antifurto															
CPA501	Tavolino 55x32 Cm															
CPA506	Tavolino sagomato 58x38 Cm															
CPA120C	Pedane elevabili cromate															
CPA120V	Pedane elevabili verniciate															
CPA246	Ruota pneumatica															
CPA150	Bracciolo elevabile															
CPA161N	Bracciolo lungo															
CPA600	Asta da flebo															
CPA606	Porta bombola in poliestere															
CPA140-xx	Prolunga schienale universale															
CPR150	Ruotini antiribaltamento															