

CP104
Carrozzina pieghevole START 3 – ARDEA ONE
Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori Ø 60 cm in alluminio a razzi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero e sgancio rapido. Ruotino per passaggi stretti. Predisposizione per ruote posteriori Ø 30 cm. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 5 cm) con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili in PU nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>41622</i>
Codice di classificazione CND - EMDN	<i>Y122106</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2289737</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.21.06.039</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.22.03.003</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>130 Kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI																	
Struttura	<i>Acciaio</i>																
Seduta	<i>Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2</i>																
Ruote anteriori	<i>PU</i>																
Ruote posteriori	<i>PU Tubeless</i>																
VARIANTI																	
CP104-40: Seduta 40 Cm									CP104-43: Seduta 43 Cm								
CP104-46: Seduta 46 Cm									CP104-48: Seduta 48 Cm								
CP104-50: Seduta 50 Cm																	
DIMENSIONI																	
Misure in cm																 Portata MAX	
CP104-40								40									
CP104-43								43									
CP104-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-	130	
CP104-48								48		66							
CP104-50								50		68							
ACCESSORI OPZIONALI																	
CPA100-(40/43/45)	<i>Cuscino Gommapiuma h 5 Cm</i>																
CPA150	<i>Braccioli elevabili</i>																
CPA501	<i>Tavolino 55x32 Cm</i>																
CPA506	<i>Tavolino sagomato 58x38 Cm</i>																
CPa516	<i>Tavolino sagomato 68x57 Cm</i>																
CPA120x	<i>Pedane elevabili</i>																
CPA600	<i>Asta da flebo</i>																
CPA606	<i>Porta bombola in poliestere</i>																