

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 07 – 15.03.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP115	Carrozzina pieghevole NEXT GO! – ARDEA ONE
-------	--

**Destinazione d'uso**

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 30 cm), gomme nere in PU a sgancio rapido e con ruotino di sicurezza. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti in PU ribaltabili e regolabili in altezza. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122103
Repertorio Dispositivi Medici	2389104
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max sopportabile	150 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU

VARIANTI																
<b>CP115B-40: Seduta 40 Cm</b>								<b>CP115B-43: Seduta 43 Cm</b>								
<b>CP115B-46: Seduta 46 Cm</b>								<b>CP115B-46: Seduta 46 Cm</b>								
<b>CP115B-48: Seduta 48 Cm</b>								<b>CP115B-50: Seduta 50 Cm</b>								
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP115B-40								40		53						
CP115B-43								43		56						
CP115B-46	98	75	41	92	76	50	41÷56	46	43	58,5	25	18,5	30	20	-	150
CP115B-48								48		61						
CP115B-50								50		63						
ACCESSORI OPZIONALI																
<b>CPA100-(40/43/45)</b>								<i>Cuscino Gommapiuma h 5 Cm</i>								
<b>CAR900</b>								<i>Poggiatesta regolabile</i>								
<b>CAR605</b>								<i>Barra antifurto</i>								
<b>CPA501</b>								<i>Tavolino 55x32 Cm</i>								
<b>CPA506</b>								<i>Tavolino sagomato 58x38 Cm</i>								
<b>CPA120V</b>								<i>Pedane elevabili verniciate</i>								
<b>CPA120C</b>								<i>Pedane elevabili cromate</i>								
<b>CPA600</b>								<i>Asta da flebo</i>								
<b>CPA606</b>								<i>Porta-bombola in poliestere</i>								