

CP205 | **Carrozzina pieghevole DUAL GO! – ARDEA ONE**
Destinazione d'uso

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 30 cm) in alluminio a razzi con freno di stazionamento e sgancio rapido, gomme nere in PU, doppio foro sulla struttura per trasformazione in carrozzina ad autospinta. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 3 cm) con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza, appoggio in PU. Pedane girevoli lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza con pedana ribaltabile in plastica nera e cinturino ferma tallone.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

| | |
|---|----------------|
| Fabbricante | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione | CINA |
| Classe di dispositivo | Classe I |
| Codice di classificazione GMDN | 41630 |
| Codice di classificazione CND – EMDN | Y122103 |
| Repertorio Dispositivi Medici | 2389106 |
| Codice nomenclatore DM 332/99 | 12.21.06.045 |
| Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017 | 12.22.18.003 |
















CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso Max sopportabile | 150 Kg |
| Confezionamento | Polietilene / Scatola di Cartone. |

MATERIALI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------|--|
| Struttura | Acciaio |
| Seduta | Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2 |
| Ruote anteriori | PU |
| Ruote posteriori | PU Tubeless |

| VARIANTI | |
|------------------------|------------------------|
| CP205-38: Seduta 38 Cm | CP205-40: Seduta 40 Cm |
| CP205-43: Seduta 43 Cm | CP205-45: Seduta 45 Cm |
| CP205-46: Seduta 46 Cm | CP205-48: Seduta 48 Cm |
| CP205-50: Seduta 50 Cm | |

| DIMENSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--|
| Misure in cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Portata MAX | |
| CP205-38 | | | | | | | | 38 | | 52 | | | | | | | |
| CP205-40 | | | | | | | | 40 | | 54 | | | | | | | |
| CP205-43 | | | | | | | | 43 | | 57 | | | | | | | |
| CP205-45 | 104 | 76 | 42 | 90 | 71=80 | 49 | 41÷55 | 45 | 42 | 59 | 25 | 17,5 | 30 | 20 | 4 | 150 | |
| CP205-46 | | | | | | | | 46 | | 59,5 | | | | | | | |
| CP205-48 | | | | | | | | 48 | | 62 | | | | | | | |
| CP205-50 | | | | | | | | 50 | | 64 | | | | | | | |

| ACCESSORI OPZIONALI | |
|---------------------|----------------------------------|
| CPA100-(40/43/45) | Cuscino Gommapiuma h 5 Cm |
| CPA110-45 | Seduta WC 45 Cm |
| CAR900 | Poggiatesta regolabile |
| CAR605 | Barra antifurto |
| CPA501 | Tavolino 55x32 Cm |
| CPA506 | Tavolino sagomato 58x38 Cm |
| CPA516 | Tavolino sagomato large 68x57 Cm |
| CPA120V | Pedane elevabili verniciate |
| CPA120C | Pedane elevabili cromate |
| CPA600 | Asta da flebo |
| CPA242 | Kit ruote posteriori 60Cm |