

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 – 15.03.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP310	Carrozzina pieghevole PLUS GO! – ARDEA ONE
-------	--

**Destinazione d'uso**

Carrozzina a auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in alluminio a razzi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone. Ruotini antiribaltamento disponibili.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

















Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122103
Repertorio dispositivi medici	2389112
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.015

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max sopportabile	200 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PVC
Ruote posteriori	PU

VARIANTI																
CP310-50: Seduta 50 Cm								CP310-55: Seduta 55 Cm								
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP310-50	104	77	48	92	70	52	43÷57	50	39	63	30	21	32	20	-	200
CP310-55								55		68						
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-50	<i>Cuscino Gommapiuma h 5 Cm</i>															
CPA517	<i>Tavolino sagomato large 68x57 Cm</i>															
CPA120V	<i>Pedane elevabili verniciate</i>															
CPA120C	<i>Pedane elevabili cromate</i>															
CPA600	<i>Asta da flebo</i>															
CAR605	<i>Barra Antifurto (solo Mls.50,55)</i>															
CPR150	<i>Coppia ruotini antiribaltamento</i>															