

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 15.03.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP775	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS SMART GO
-------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in plastica, con gomme nere in PU senza camera d'aria. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata protegge abiti con braccioli ribaltabili ed estraibili con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE



















Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122103
Repertorio Dispositivi Medici	2389152
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003 (Riconguibile)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PVC
Ruote posteriori	PU Tubeless
Freni	Alluminio
Maniglie di spinta	PVC

VARIANTI																			
CP775-40: Seduta 40 Cm								CP775-43: Seduta 43 Cm											
CP775-46: Seduta 46 Cm								CP775-48: Seduta 48 Cm											
CP775-50: Seduta 50 Cm																			
DIMENSIONI																			
Misure in CM*																			
CP775-40								40			55								
CP775-43								43			58								
CP775-46	101	76	41	87	71	51	40÷52	46	44	60	29	13 kg	24	20 x2,54	op- tional	-		120 kg	
CP775-48								48		63									
CP775-50								50		65									

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA605	PORTA BOMBOLE
CPA771	PEDANE ELEVABILI
CPA775	BRACCIOLI ELEVABILI
CPA777	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE