

<b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>	Rev. 04 – 15.03.2023	Modulo <b>STD</b>

<b>CP790</b>	<b>Carrozzina pieghevole leggera HELIOS PRO</b>
--------------	---

**Destinazione d'uso**

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Seduta regolabile in profondità. Schienale tensionabile a 3 punti. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a razzi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in alluminio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione. Ruotini di transito. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata protegge abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza e in profondità con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone regolabili in inclinazione. Maniglie di spinta regolabili in altezza.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**












<b>Fabbricante</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>41622</i>
<b>Codice di classificazione CND – EMDN</b>	<i>Y122106</i>
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	<i>2389168</i>
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	<i>12.21.06.039</i>
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	<i>12.22.03.006</i>

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	<i>130 Kg</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless
Freni	Alluminio
Maniglie di spinta	PVC

VARIANTI	
CP790-40: Seduta 40 Cm	CP790-43: Seduta 43 Cm
CP790-46: Seduta 46 Cm	CP790-48: Seduta 48 Cm
CP790-50: Seduta 50 Cm	

DIMENSIONI																	
DIMENSIONI E PESI																	
Misure in CM*																 Portata MAX	
CP790-40									40								
CP790-43									43								
CP790-46	103	78	41+47	97+102	73+81	51,5	43+54	46	46+51	67,5	32	16 kg	60	20	optional	7	130 kg
CP790-48									48								
CP790-50									50								

(\*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA777	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO