

**CP800**
**Carrozzina pieghevole COMFY S – ARDEA ONE**
**Destinazione d'uso**

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Costruita in acciaio verniciato, singola crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito lavabile. Schienale prolungato regolabile in inclinazione per mezzo di pistoni. Prolunga schienale estraibile. Braccioli in PU estraibili. Ruote posteriori in PU senza camera d'aria (Ø 60 cm) a razzi. Ruote anteriori (Ø 20cm) in PU. Ruotine antiribaltamento di serie. Pedane elevabili, girevoli, estraibili ad inclinazione e lunghezza regolabili con poggia gambe in PU regolabili in altezza. Freni operatore sulle maniglie di spinta. Freno meccanico posto sulle ruote posteriori.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>41630</i>
<b>Codice di classificazione CND – EMDN</b>	<i>Y122106</i>
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	<i>2389178</i>
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	<i>12.21.06.039</i>
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	<i>12.22.03.004</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE																	
<b>Peso Max sopportabile</b>								100 Kg									
<b>Confezionamento</b>								Polietilene / Scatola di Cartone.									
MATERIALI PRINCIPALI																	
<b>Struttura</b>								Acciaio									
<b>Seduta</b>								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2									
<b>Ruote anteriori</b>								PU									
<b>Ruote posteriori</b>								PU Tubeless									
VARIANTI																	
<b>CP800-40 : Seduta 40 Cm – Pedane elevabili</b>								<b>CP800-43 : Seduta 43 Cm – Pedane elevabili</b>									
<b>CP800-46 : Seduta 46 Cm – Pedane elevabili</b>																	
DIMENSIONI																	
Misure in cm																 Portata MAX	
CP800-40								40		62							
CP800-43	123	90	44	100/126	75	50	50/64	43	83	65	30	26	60	20	5	100	
CP800-46								46		68							
ACCESSORI OPZIONALI																	
<b>CAR605</b>								Barra antifurto									
<b>CAR171</b>								Pedane elevabili									
<b>CPA501</b>								Tavolino lineare									
<b>CPA506</b>								Tavolino sagomato									
<b>RP245</b>								Cintura sicurezza tipo auto									
<b>RP247</b>								Cintura sicurezza con fibbia									