

CP805
Carrozzina pieghevole COMFY-S GO – ARDEA ONE
Destinazione d'uso

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Costruita in acciaio verniciato, crociera SINGOLA, seduta e schienale in nylon nero imbottito lavabile. Schienale prolungato regolabile in inclinazione per mezzo di pistoni. Prolunga schienale estraibile. Braccioli in PU estraibili. Ruote posteriori in PU (Ø 30 cm) con razzi in plastica. Ruote anteriori (Ø 20 cm) in PU. Ruotini antiribaltamento di serie. Pedane elevabili, estraibili e regolabili in lunghezza con poggia gambe regolabili in altezza. Freno meccanico posto sulle ruote posteriori

















Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>41630</i>
Codice di classificazione CND - EMDN	<i>Y122103</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2390282</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.21.06.045</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.22.17.003</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>100 Kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI																
Struttura					Acciaio											
Seduta					Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2											
Ruote anteriori					PU											
Ruote posteriori					PU Tubeless											
VARIANTI																
CP805-40 : Seduta 40 Cm								CP80-43 : Seduta 43 Cm								
CP805-46 : Seduta 46 Cm																
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP805-40								40		62						
CP805-43	123	90	44	100/126	75	50	50/64	43	83	65	30	25	30	20	5	100
CP805-46								46		68						
ACCESSORI OPZIONALI																
CAR605					Barra antifurto											
CAR171					Pedane elevabili											
CPA501					Tavolino lineare											
CPA506					Tavolino sagomato											
RP245					Cintura sicurezza tipo auto											
RP247					Cintura sicurezza con fibbia											