

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 15.03.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP810	Carrozzina pieghevole COMFY – ARDEA ONE
-------	---

**Destinazione d'uso**

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Costruita in alluminio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito lavabile. Schienale prolungato regolabile in inclinazione per mezzo di pistoni. Prolunga schienale estraibile e dotata di poggiatesta anatomico regolabile in più posizioni. Braccioli in PU regolabili in altezza e ribaltabili. Ruote posteriori in PU senza camera d'aria (Ø 60 cm) a razzi, regolabili in più posizioni. Ruote anteriori (Ø 20cm) in PU regolabile in più posizioni. Ruotine antiribaltamento di serie. Pedane elevabili, girevoli, estraibili ad inclinazione e lunghezza regolabili con poggia gambe in PU regolabili in altezza. Freni operatore sulle maniglie di spinta. Freno meccanico posto sulle ruote posteriori.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	41630
<b>Codice di classificazione CND – EMDN</b>	Y122106
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2389192
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	12.21.06.039
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.22.03.003

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	<i>100 Kg</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Alluminio</i>
<b>Seduta</b>	<i>Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2</i>
<b>Ruote anteriori</b>	<i>PU</i>
<b>Ruote posteriori</b>	<i>PU Tubeless</i>

**VARIANTI**

<b>CP810-40 : Seduta 40 Cm – Pedane elevabili</b>	<b>CP810-43 : Seduta 43 Cm – Pedane elevabili</b>
<b>CP810-46 : Seduta 46 Cm – Pedane elevabili</b>	

**DIMENSIONI**

Misure in cm																
<b>CP810-40</b>								40		62						
<b>CP810-43</b>	116	92	46	138	70	50	50/64	43	89	65	33	20	60	20	5	100
<b>CP810-46</b>								46		68						

**ACCESSORI OPZIONALI**

<b>CAR605</b>	<i>Barra antifurto</i>
<b>CAR171</b>	<i>Pedane elevabili</i>
<b>CPA501</b>	<i>Tavolino lineare</i>
<b>CPA506</b>	<i>Tavolino sagomato</i>
<b>RP245</b>	<i>Cintura sicurezza tipo auto</i>
<b>RP247</b>	<i>Cintura sicurezza con fibbia</i>