

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 15.03.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP880	Carrozzina pieghevole manuale ad autospinta per bambini - KIDDY
-------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina ad autospinta adatta a persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

Caratteristiche principali

Costruita in acciaio verniciato, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero latex free. Ruote posteriori in PU a razzi con freni di stazionamento. Braccioli tipo desk. Gomme anteriori in PVC. Seduta 35 Cm. Pedane laterali. Maniglie posteriori regolabili in altezza.

















Immagine prodotto

RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389144
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003
Peso Max	100 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU

VARIANTI																
CP880-35: Seduta 35 Cm																
DIMENSIONI PRODOTTO																
Misure in cm																
CP880-35	94	74	36	86	62	42	38	35	37	56	31	14,5	56	15	-	100