

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Rev. 02 – 27.04.2010

Modulo STD

CS900xx Carrozzina elettrica ARIES

Destinazione d'uso

Carrozzina elettrica per persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

Caratteristiche principali

Costruita in acciaio verniciato. **Schienale reclinabile manualmente**, braccioli regolabili in altezza. **Sedile inclinabile manualmente** in tessuto traspirante, imbottito, nero e blu. Pedane regolabili in lunghezza con estrazione antero - posteriore, cinturino fermapiedi. Portapacchi posteriore. Disponibile con/senza kit luci.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	41637
Codice Nomenclatore	12.21.27.006
Codice Classificazione CND	Y122127
Peso Max	160 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Acciaio inox verniciato	Nylon
Poliuretano	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzionamento	Continuo
Raggio sterzata	110 Cm
Freno	Elettromeccanico
Batterie	2x75 Ah
Caricabatteria	8 A
Trazione	Posteriore

Motore	<i>2 x 420 W – 4600 Giri</i>
Velocità massima	<i>8 Km/h</i>
Pendenza massima superabile	<i>8° / 14%</i>
Ostacoli superabili	<i>5 Cm</i>
Autonomia	<i>Oltre 40 Km</i>
PESO E DIMENSIONI PRODOTTO	
Lunghezza centro ruote	<i>114 Cm</i>
Larghezza massima	<i>66,5 Cm</i>
Altezza massima	<i>101,5 Cm</i>
Ruote anteriori	<i>2 x 23 Cm</i>
Ruote posteriori	<i>2 x 36 Cm</i>
Peso senza batterie	<i>60 Kg</i>
Peso batterie	<i>55 Kg</i>
Seduta	<i>45 Cm</i>
VARIANTI	
CS900B – Blu senza luci	CS900BL – Blu con luci