

|                               |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 01 – 24.03.2026 | Modulo <b>STD</b> |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| DB310 | Deambulatore pieghevole con 4 ruote e 2 freni |
|-------|-----------------------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 4 ruote, 2 piroettanti frontali e 2 piroettanti posteriori con freno di stazionamento azionabile sulle ruote. Pieghevole tramite lo sblocco di 2 leve. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Fabbricante                          | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione                  | CINA           |
| Classe di dispositivo                | Classe I       |
| Codice di classificazione GMDN       | 31119          |
| Codice di classificazione EMDN – CND | Y120606        |
| Repertorio dei Dispositivi Medici    | 2961128        |
| Codice nomenclatore DM 332/99        | 12.06.09.006   |



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Peso Max sopportabile    | 100 kg                                     |
| Altezza degli incrementi | 2,5 Cm                                     |
| Altezza ruote            | 7,5 Cm                                     |
| Confezionamento          | Polietilene stampato / Scatola di Cartone. |

**MATERIALI PRINCIPALI**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Tubo        | Alluminio Diametro 22 mm |
| Impugnatura | Polipropilene            |

## DIMENSIONI

| Codici       |  |  |  |  | Base*  |  Portata max |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DB310</b> | 86÷96 cm                                                                          | -                                                                                 | -                                                                                 | 4 x Ø 7,5 cm                                                                      | A: 60/61 B: 54/56 C: 58/59                                                                | 130 kg                                                                                          |

\*ingombro misurato alla regolazione più bassa e successivamente a quella più alta.  
Le misure possono variare di  $\pm 1$  cm