

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 24.03.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

DB335	Deambulatore pieghevole con 4 ruote di cui 2 gemellate
--------------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 4 ruote, 2 piroettanti frontali 2 ruote gemellate posteriori a rotazione frizionata. Chiusura a 1 pulsante. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31119
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120606
Repertorio dei Dispositivi Medici	2961143
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.06.006



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene

DIMENSIONI

Codici					Base* 	 Portata max
DB335	86÷103 cm	-	-	4 x Ø 10 cm	A: 65/66 B: 57/59 C: 60/61	130 kg

*ingombro misurato alla regolazione più bassa e successivamente a quella più alta.
Le misure possono variare di ± 1 cm