

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

DM130	Fonendoscopio con testa in alluminio
<i>Destinazione d'uso</i>	
Dispositivo meccanico per auscultazione medica.	
Caratteristiche principali	
Fonendoscopio con TESTA PIATTA di diametro 45mm e di altezza 10mm in alluminio anodizzato stampato e tornito. Ghiera filettata per il bloccaggio della membrana. Archetto in metallo cromato: lunghezza 150mm, diametro 5mm. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: diametro 5mm, lunghezza 60cm. Confezione in scatola di cartone singola.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13755
Codice di classificazione EMDN - CND	C9005
Repertorio dei Dispositivi Medici	2512077
MATERIALI PRINCIPALI	
Testa – Archetto	Alluminio
Olive	PVC
Tubo	PVC
Lattice	Latex-free
DIMENSIONI	
Diametro testa	45 mm
Altezza testa	10 mm
Lunghezza tubo	60 cm
Diametro tubo	5 mm
VARIANTI	
DM130G – Tubo colore GRIGIO	DM130N – Tubo colore NERO
DM130B – Tubo colore BLU	DM130L – Tubo colore LAVANDA
DM130R – Tubo colore ROSSO	DM130S – Tubo colore ROSA
DM130V – Tubo colore VERDE	DM130W – Tubo colore BIANCO
DM130Y – Tubo colore GIALLO	

