

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

DM343	Sfigmomanometro ad aneroide palmare 2 tubi LOGIKO VISUAL
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per la misurazione automatica della pressione arteriosa e della frequenza del battito cardiaco.

Caratteristiche principali

Grazie alla monopalla montata direttamente sul manometro, possono essere utilizzati facilmente con una sola mano. Scala 0-300 mmHg. Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/s. Da 260 mmHg a 15mmHg tempo di deflazione massimo: 10 secondi. Scala graduata con intervallo di 2 mmHg con tacche minori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità. Sfondo del manometro di colore bianco, numeri blu e lancetta di colore nero. Parti metalliche cromate e/o verniciate. Zero flottante. Bracciale in nylon con chiusura a velcro e anello in metallo. Monopalla in PVC con valvola posteriore in metallo cromato. Rubinetto dell'aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite e rilascio veloce della pressione a bottone. Ogni sfigmomanometro in busta con cerniera, confezionato in scatola stampata. Latex free.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	WENZHOU KANGJOU MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I con funzione di misura
Codice di classificazione GMDN	16173
Codice di classificazione CND	Z1203020501

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misura	0 - 300 mmHg
Precisione	+/- 2 mmHg
Tipo Bracciale	Adulti per misura braccio 26 – 36 Cm

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Bracciale	Nylon
Tubi	PVC