

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 05 – 26.06.2026 |

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>DM350x-3x</b> | <b>Sfigmomanometro ad aneroide standard coordinati LOGIKO VISUAL</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Dispositivo per la misurazione della pressione arteriosa.

**Caratteristiche principali**

Scala 0-300 mmHg. Rilascio massimo dell'aria a rubinetto chiuso: 4mmHg/minuto. Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/s. Da 260mmHg a 15mmHg tempo di deflazione massimo: 10 secondi. Scala graduata di 2mmHg in 2mmHg con tacche minori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità. Sfondo del manometro di colore bianco, numeri blu e lancetta di colore nero. Parti metalliche cromate. Zero flottante (la lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente). Bracciale in nylon con chiusura a velcro e anello in metallo. Monopalla in PVC con valvola di ritegno a sfera interamente in metallo cromato. Rubinetto dell'aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite. Ogni sfigmomanometro viene confezionato in scatola di cartone stampato. Bracciale e busta colorati e coordinati.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Fabbricante</b>                    | WENZHOU KANGJOU MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. |
| <b>Paese di produzione</b>            | CINA                                        |
| <b>Classe di dispositivo</b>          | Classe I con funzione di misura             |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b> | 16156                                       |
| <b>Codice di classificazione CND</b>  | C9006                                       |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Scala</b>                       | 0-300 mmHg ogni 2 mmHg |
| <b>Tempo di deflazione massimo</b> | 10 Sec.                |

**MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE**

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>Bracciale</b> | Nylon |
| <b>Monopalla</b> | PVC   |

**DIMENSIONI**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>Manometro</b> | Diametro 50 mm                      |
| <b>Bracciale</b> | Per conferenza del braccio 26/36 Cm |

**VARIANTI**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DM350x – Senza fonendoscopio</b> | <b>DM353x – Con fonendoscopio</b> |
| <b>A = Azzurro</b>                  | <b>R = Rosso</b>                  |
| <b>F = Verde foresta</b>            | <b>L = Lilla</b>                  |
| <b>V = Verde chiaro</b>             |                                   |

