

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

DM500	Fonendoscopio adulti con testa anatomica
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo meccanico per auscultazione medica.

Caratteristiche principali

Stetofonendoscopio ADULTI con DOPPIA TESTA RUOTANTE in alluminio anodizzato di diametro 45/31mm e di altezza 20mm. Archetto in alluminio cromato. Raccordo ruotante per le due funzioni. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: diametro 5mm, lunghezza 60cm. Confezione in scatola di cartone singola.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13755
Codice di classificazione EMDN - CND	C9005
Repertorio dei Dispositivi Medici	2512096

MATERIALI PRINCIPALI

Testa – Archetto	Alluminio
Olive – Anello antifreddo	PVC
Tubo	PVC
Latex	Assente

DIMENSIONI

Diametro testa	45/31 mm
Altezza testa	20 mm
Lunghezza tubo	60 cm
Diametro tubo	5 mm

VARIANTI

DM500G – Tubo colore GRIGIO	DM500N – Tubo colore NERO
DM500B – Tubo colore BLU	DM500L – Tubo colore LAVANDA
DM500R – Tubo colore ROSSO	DM500S – Tubo colore ROSA
DM500V – Tubo colore VERDE	DM500W – Tubo colore BIANCO