

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 01.12.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

DM540	Stetofonoscopio pediatrico in acciaio inox
-------	--

*Destinazione d'uso*

Dispositivo meccanico per auscultazione medica.

**Caratteristiche principali**

Stetofonoscopio PEDIATRICO a doppia testa in acciaio inox satinato di diametro 40/26mm e di altezza 20mm. Archetto biauricolare con molla assemblata all'interno del tubo. Anello antifreddo su entrambi i lati. Olive morbide a vite. Anello antifreddo. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: diametro 5mm, lunghezza 60cm. Confezione in scatola di cartone singola.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13755
Codice di classificazione EMDN - CND	C9005
Repertorio dei Dispositivi Medici	2512104

**MATERIALI PRINCIPALI**

Testa – Archetto	Acciaio INOX
Olive	PVC
Tubo	PVC
Lattice	Latex-free

**DIMENSIONI**

Diametro testa	40/26 mm
Altezza testa	20 mm
Lunghezza tubo	60 cm
Diametro tubo	5 mm

**VARIANTI**

DM540R – Tubo colore ROSSO	DM540N – Tubo colore NERO
DM540B – Tubo colore BLU	