

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 06 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

DM545	Fonendoscopio adulti con testa anatomica
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo meccanico per auscultazione medica.

Caratteristiche principali

Fonendoscopio ADULTI con TESTA in zinco anodizzato satinato di diametro 46mm e impugnatura anatomica alle dita. Archetto in rame con molla all'interno del tubo. Olive morbide a vite. Anello antifreddo. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: diametro 5mm, lunghezza 60cm. Confezione in scatola di cartone singola.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13755
Codice di classificazione EMDN - CND	C9005
Repertorio dei Dispositivi Medici	2512108

MATERIALI PRINCIPALI

Testa	Zinco anodizzato
Archetto	Rame
Olive – Anello antifreddo	PVC
Tubo	PVC
Latex	Assente

DIMENSIONI

Diametro testa	46 mm
Lunghezza tubo	60 cm
Diametro tubo	5 mm

VARIANTI

DM545R – Tubo colore ROSSO	DM545N – Tubo colore NERO
DM545B – Tubo colore BLU	