

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 06 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

DM561	Stetofonendoscopio tipo rappaport
Destinazione d'uso	
Dispositivo meccanico per auscultazione medica.	
Caratteristiche principali	
Stetofonendoscopio con tubo gemellare. Testa in alluminio di diametro 45/31 e di altezza 35, padiglioni ruotanti per le 2 funzioni. Busta per accessori con 3 campane di diverse misure, 2 olive morbide, 2 olive rigide e 2 membrane. Confezione in scatola di cartone singola.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13755
Codice di classificazione EMDN - CND	C9005
Repertorio dei Dispositivi Medici	2512110
MATERIALI PRINCIPALI	
Testa - Archetto	Alluminio
Olive – Anello antifreddo	PVC
Tubo	PVC
Latex	Assente
DIMENSIONI	
Diametro testa	45/31 mm
Altezza testa	35 mm
Lunghezza tubo	60 cm
Diametro tubo	5 mm
VARIANTI	
DM561R – Tubo colore ROSSO	DM561N – Tubo colore NERO
DM561B – Tubo colore BLU	