

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 03.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

DMV12x	Martelli neurologici
--------	----------------------

Destinazione d'uso

I martelli neurologici sono dispositivi progettati per verificare un riflesso del sistema neurologico mediante la percussione di un tendine. Questi dispositivi medici sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente da parte di personale professionale e qualificato

Caratteristiche principali

Per uso medico, manico in lega di zinco cromata, testa in PVC.

Immagine prodotto



DMV120

DMV122

DMV124

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	Cina
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35925
Codice di classificazione CND	L160101
Conformità CE	MDR 2017/745
Numero di Repertorio (RDM)	3076050

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale manico	Lega di Zinco
Materiale testa	PVC

PESO E DIMENSIONI

DMV120	186x56mm Peso 74g
DMV122	230x44mm Peso 92g
DMV124	188x21mm Peso 56g

VARIANTI

DMV120	Martello di Buck
DMV122	Martello di Babinsky
DMV124	Martello di Taylor