

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 16.01.2012	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

<b>DMV540</b>	<b>Otoscopio a luce convenzionale - DIMED</b>
---------------	---

*Destinazione d'uso*

Dispositivo per esame visivo diretto del condotto uditivo.

**Caratteristiche principali**

Otoscopio di alta qualità da tasca e da borsa da medico. Visione senza ostacoli con illuminazione a luce convenzionale. Costruito in plastica robusta e leggera con inserti in metallo e dotato di lenti di ingrandimento 3x ruotante. Il manico monta n° 2 batterie stilo (AA) ed è dotato di scanalature per una migliore presa. L'innesto dello speculo è veloce e stabile. È fornito confezionato in astuccio, completo di speculi riutilizzabili.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI SPA
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	12849
<b>Codice di classificazione CND</b>	Z12149006

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Alimentazione MINI</b>	2 Batterie tipo AA
<b>Ingrandimento</b>	3x ruotante
<b>Peso</b>	53,2g
<b>Luminosità</b>	24 Lm
<b>Lampada</b>	2.5V, 0.75A
<b>Dimensioni</b>	24 x 37 x 165 mm

**MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE**

<b>Speculi</b>	ABS
----------------	-----