


EM101 Barella atraumatica regolabile - EASYRED

Destinazione d'uso

Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza

Caratteristiche principali

Barella portafertiti indispensabile per la completa immobilità del paziente nel momento del raccoglimento. Costruita interamente in profilati di alluminio anodizzato. Sistema di apertura / chiusura alle due estremità. Sistema di regolazione e bloccaggio a diverse lunghezze. Completa di cinture di bloccaggio.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	YDC-4A
Codice Importatore / Distributore	EM101
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424605

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	160 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Cinghie	Polipropilene

DIMENSIONI

Dimensioni aperte	214 x 42 x 7 Cm
Dimensioni chiusa	167 x 42 x 7 Cm
Peso	8 Kg